

¿Qué hago si la alarma de la bomba suena antes del tiempo programado?

Revise en el visor la causa de la alarma. Esto puede deberse a:

Frecuencia del sonido	Problema	Causa	Solución
CONTINUO	Presión elevada	Se está generando resistencia al paso del medicamento. Asegúrate que las pinzas, que están en el trayecto, estén abiertas y que la bajada no esté doblada.	Saca las pilas de la parte posterior. Si sigue sonando, llama o acude al Servicio de Quimioterapia Ambulatoria FALP o donde la enfermera te indique al momento de conectarte la bomba.
	Cassette desconectado	El cassette que contiene el medicamento podría haberse soltado de la bomba.	
	Vacío	No queda medicamento por pasar. Detén la bomba, presionando el botón PARADA.	Acude de inmediato al Servicio de Quimioterapia Ambulatoria FALP o donde la enfermera te indique al momento de conectarte la bomba.
INTERMITENTE	Volumen bajo	La bomba tiene poco volumen de medicamento y en alrededor de 1 hora se terminará.	Acude a retirar la bomba al Servicio de Quimioterapia Ambulatoria FALP.

Quimioterapia Ambulatoria ☎ 2 2445 7307 | 2 2445 7306
Médico-Quirúrgico ☎ 2 2445 7309 | 2 2445 7310

📍 Av. Rancagua 878, Providencia, Santiago
 🌐 www.falp.cl

INFORMACIÓN AL PACIENTE



SERVICIO DE QUIMIOTERAPIA
BIC EN EL HOGAR

GUÍA PARA EL USO DE BOMBA DE INFUSIÓN CONTINUA (BIC) EN EL HOGAR

La **Bomba de Infusión Continua** es un aparato que te permite recibir quimioterapia o medicamentos prescritos para el tratamiento de tu enfermedad.

Está programada a una velocidad determinada, lenta y continua, para que sea absorbido de forma intravenosa sin interrupciones y en un tiempo establecido. Viene en un bolso que deberás portar cada vez que vengas a recibir tu tratamiento.

Por favor, lee este instructivo y consulta cualquier duda que tengas antes de retirarte del box.

¿CÓMO FUNCIONA LA BOMBA DE INFUSIÓN CONTINUA?



Pantalla

Muestra información y mensajes.

Cassette

Depósito del medicamento.

Alarma

Se activa un sonido que avisará si la droga está por terminarse, ya se terminó o si hay algún desperfecto.

IMPORTANTE

Revisa la pantalla una vez al día, para verificar que tu bomba está funcionando (debe decir **FUNC**).

FUNC

Solo cuando el tratamiento haya terminado y tu bomba diga **VACÍO** en la pantalla, debes apretar el botón **PARADA**.

PARADA

CUIDADOS A TENER EN CUENTA

- Manténla siempre funcionando (**FUNC**).
- Evita golpearla o que se caiga.
- No la expongas a temperaturas superiores a 40° C o inferiores a 2° C.
- No uses pilas recargables.
- No la limpies, mojes, ni sumerjas en agua.
- Evita doblar las conexiones.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Puedo bañarme?

Sí, cuidando de no mojar la bomba ni los parches que protegen el catéter. Puedes lavarte o ducharte, dejando la bomba colgada afuera, sobre la altura de la cintura. Si se moja la zona del catéter, seca con secador de pelo a temperatura suave.

¿Puedo realizar actividad física?

Sí, cuidando de no realizar ejercicios bruscos ni extenuantes. Te recomendamos realizar caminatas acompañado.

